

お手入れと保管

お手入れ



禁止

保管



禁止

- 本体の汚れは石けん水を含ませた布でふく。(シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しない)
- 年に一度は電源プラグ（金属部間）のからぶきを。(絶縁劣化防止のため)
- 子供の手の届く所に置かない。
- 高い所から落としたり、無理な力を加えたりしない。
- 温度、湿度の高いところや直射日光の当たる所に置かない。
- 必ず電源を切り、保管する。

警告

発火やけがのおそれあり
●絶対に分解したり修理・改造はしない。

注意

感電やショート・発火のおそれあり
●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
●使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。
●水につけたり、水をかけたりしない。
●収納時にコードを本体に巻きつけない。コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。
●動かなくなったり、異常のある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼する。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について
保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間
当社は、このナショナルハンディマッサージャーの補修用性能部品の製造打切り後6年間保有しております。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
お買い上げの販売店まで保証書をそえて製品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

- **アフターサービスについてご不明な点は**
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

National
松下電工

ナショナル
ハンディマッサージャー EV273
タタキチョッパー オート

取扱説明書

保管用
保証書添付

医療用具許可番号
25BY0008



●お買い上げありがとうございました。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

●この取扱説明書を必ず保管してください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ **危険**：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

 ㊞記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)

 ㊞記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険



禁止

●ペースメーカーを装着の方は、絶対に使わないでください。
誤動作をまねくおそれがあります。

警告



必ず守る

●医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談してください。また他の治療器との同時使用はしないでください。
(1)心臓に障害のある人
(2)悪性腫瘍のある人
(3)妊娠中や生理中の人
(4)急性疾患、化膿性疾患、むくみや痛みを感じる人
(5)骨折、脱きゅう、肉ばなれ、骨粗しょう症
(6)熱の高い人（38℃以上）
(7)皮膚疾患
(8)安静を必要とする人
(9)背骨に異常のある人や曲がっている人
(10)かつて治療を受けたところ、または疾患部
(11)上記以外に特に身体に異常を感じているとき

体調不良や事故を起こす原因になります。



分解禁止

●絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり異常動作してけがをする原因となります。

警告



禁止

●頭部・ひじ・ひざなどの骨部や顔・腹、または皮膚の弱い部分に使わないでください。
けがのおそれがあります。

注意



必ず守る

●ご使用は1回15分以内にしてください。また、同一の箇所への使用は5分以内にしてください。
長時間の連続使用は逆効果やけがのおそれがあります。

●動かなくなったり、異常のある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。
感電や発火のおそれがあります。

●停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
復帰した時に危険です。

●身体に異常があらわれたり感じたときには直ちに使用を中止し医師に相談してください。
体調不良や事故を起こすおそれがあります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
感電やけがをするおそれがあります。

●治療目的以外は使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

●折りたたんだ状態で動作させないでください。
故障や事故の原因になります。

●動作中に本体を折りたたまないでください。
故障や事故の原因になります。

●動作中にヘッドを切り替えないでください。
故障や事故の原因になります。

●交流100V以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。

●布団やこたつのなかで使わないでください。
感電やけがのおそれがあります。

●すきまに異物を入れないでください。
感電や故障の原因になります。

●電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、はさみ込んだりしないでください。
発火や感電の原因になります。

●収納時にコードを本体に巻きつけない。
コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

●浴室など湿気が多い場所で使わないでください。
感電や故障の原因となります。

●水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショートや感電のおそれがあります。



水場使用
禁止

●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火するおそれがあります。

●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがをするおそれがあります。

●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショートして発火の原因となります。

各部の
なまえと
使いかた

Part 1

各部のなまえ

ヘッド部

通気孔

ヘッド切替ボタン

・ワイドヘッド

・チョッパーヘッド

折りたたみボタン

動作選択ボタン

速さ調節ボタン

電源スイッチ

グリップ

電源プラグ

電源コード

Part 2

準備

1.ヘッドを起こす

電源を切って行う／動作中に折りたたまない。

■使用時

■収納時

2.ヘッドを切り替える

電源を切って行う／動作中にヘッドを切り替えない。

■しっかりマッサージしたいときは

■やさしくマッサージしたいときは

危険

誤動作のおそれあり

●ペースメーカーを装着の方は絶対に使用しない。

警告

けがや事故のおそれあり

●医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談する。
また他の治療器との同時使用はしない。
●心臓に障害のある人 ●悪性腫瘍のある人 ●妊娠中や生理中の人
●急性疾患、化膿性疾患、むくみや痛みを感じる人 ●骨折、脱臼、肉ばなれ、骨粗しょう症 ●熱の高い人（38℃以上） ●皮膚疾患
●安静を必要とする人 ●背骨に異常のある人や曲がっている人
●かつて治療を受けたところ、または疾患部
●上記以外に特に身体に異常を感じているとき
●骨部（頭部、ひじ、ひざ）や皮膚の弱い部分（顔、腹）等には使わない。

Part 3

使いかた

1.電源を入れる
強さを切替える

電源プラグを差し込み、
電源スイッチを入れる

・「肩コース」「速さ2」で動作
しはじめる。

・慣れるまでは弱で使う。

強

弱

強くするとき

弱くするとき

電源を切る
切

2.動作を選ぶ

ボタンを押して選択

・電源を入れた状態では
肩コースが動作します。

動作

自動コース内容

押す

肩コース

首筋コース

はり扇

合せ手

袋手

こぶし

振動

お好み動作内容

はり扇

合せ手

袋手

こぶし

振動

3.速さを調節する

ボタンを押して調節

・電源を入れた状態では
「速さ2」で動作します。

はやくたたくとき

速さ

○はい

○

○

○ゆっくり

押す

ゆっくりたたくとき

選んだ速さのランプが
点灯します。

4.電源を切る

使用後は
電源スイッチを「切」にし、
電源プラグを抜く
(動作中は電源プラグを抜かない)

お好み動作での
上手な
マッサージ
のしかた

首筋から肩へのマッサージ

●本体のスキマ部に髪の毛がはさまるおそれがありますので、ご注意ください。

慣れるまでは
ワイドヘッド
弱で使う

マッサージ部分

ヘッドの切り替え

おすすめ動作

首筋から肩へ
移動しながら

ワイドヘッド

はり扇・振動

首のつけねの
ほぐしを重点的に

チョッパーヘッド

こぶし・はり扇

肩のポイントを
たたくように

チョッパーヘッド

はり扇・合せ手・こぶし

肩から首筋へ
移動しながら

ワイドヘッド

はり扇・振動

こんな使いかたもできます

腕

腰

太もも

足うら

足を軽くのせるように
して使う
(決して上にのったり、
強く踏みつけないで)

アドバイス

●効果的なタタキ感を得るため
にはヘッドを軽くあてて。

●肌の敏感な部分では直接素肌
にあてての使用は避け、弱で
も痛いと感じたらタオル等を
あてて。

●同一箇所に強い刺激を与えないで。

●長時間の連続使用は筋肉など
に必要以上の刺激となり、逆効
果をまねくおそれがあります。

●身体（背中など）の下に敷い
て使ったりしないで。

感電やショート、発火のおそれあり

●停電のときは直ちに電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから
抜く。

●交流100V以外では使用しない。

●電源プラグにピンやゴミを付着させ
ない。

●すきまに異物を入れない。

●電源コードを傷つけたり、破損させ
たり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、はさみ
込んだりしない。

●浴室など湿気の多い場所で使わない。

●電源プラグを抜くときは、電源
コードを持たずに必ず電源ブラ
グを持って引き抜く。

●電源プラグはぬれた手で抜き差し
しない。

●電源コードや電源プラグがいた
んだり、コンセントの差し込み
がゆるいときは使用しない。

定格・仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	13W
定 格 時 間	16分
医療用具許可番号	25BY0008
叩 き 回 数	50Hz…140～1500回／分(4段階調整) 60Hz…160～1800回／分(4段階調整)
叩 き 強 さ	強…約98N(10kgf) 弱…約69N(7kgf)
自動コース時間 (1サイクル)	50Hz 肩コース 約70～90秒 首筋コース 約80～100秒 60Hz 肩コース 約60～70秒 首筋コース 約70～90秒
叩 き 振 幅	約9mm
質 量 (重 量)	約850g (約)

寸 法

223mm

137mm

346mm

62mm

294mm

持 込

ナショナルハンディマッサージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことを
お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EV273
保証期間	本 体 お買い上げ日より 1ヵ年
※ お買い上げ日	平成 年 月 日
※ お 客 様	ご住所 お名前 電 話 () 様
※ 販 売 店	住所・店名 電話 ()

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)23-1511 (代表)
ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。 T.N03